

Návod k použití

Odsátí plodových vod:

Nasaďte masku se žlutým nástavcem na širší konec pumpy.



Přiložte masku na čumák telete a ujistěte se, že kolem těsnící gumy neuniká vzduch.

4-5x zapumpujte pro vysátí plodových vod z dýchacích cest.



Opláchněte vodou s čistícím prostředkem, potom samotnou vodou a nechte uschnout.

Provedení umělého dýchání:

Nasaďte masku s černým nástavcem na užší konec pumpy.

Přiložte masku na čumák telete a ujistěte se, že kolem těsnící gumy neuniká vzduch.



Po každém zapumpování vyčkejte 5 sekund a to celé opakujte 5x.

Pokud tele stále nedýchá, otočte ho na druhý bok a proveďte resuscitaci znovu.

Resuscitátor dostává z plic oxid uhličitý a při každém zapumpování dostává dovnitř čistý vzduch.

Váš výhradní distributor:

MVDr. Martin Vlček

Tel. 775 972 909

estrotect@seznam.cz

<http://mccullochmedical.com>